

orthocaps<sup>®</sup>  
creating smiles

## O Sistema **TwinAligner<sup>®</sup>**

- # Tecnologia de topo
- # Prático
- # Preciso, resultados visíveis



# Sistema e vantagens

Tecnologia inteligente de alinhamento para resultados visivelmente mais precisos

O Sistema Orthocaps® TwinAligner® define novos padrões ao nível do tratamento ortodôntico com goteiras. O Alinhador Orthocaps foi desenvolvido com base numa longa experiência clínica e é produzido com materiais de alta performance biocompatíveis. O resultado: um Sistema de tratamento invisível, altamente eficaz e bem tolerado, que faculta uma correção dentária bem sucedida em praticamente todas as indicações. Com o material de 2 componentes e a tecnologia TwinAligner®, o Alinhador Orthocaps proporciona ainda duas inovações que garantem resultados terapêuticos visivelmente mais precisos.



## # Novo material de 2 componentes

Os Alinhadores Orthocaps são produzidos num material de 2 componentes termoplástico e de alta qualidade. A camada externa, mais dura, garante estabilidade e durabilidade, enquanto a camada interna, num material sintético macio, se adapta na medida perfeita e com exatidão aos dentes. Tudo isto proporciona resultados de maior precisão e um conforto que os seus Pacientes irão valorizar.



### Vasta gama de tratamentos

Graças a diversos Sistemas de tratamento, adaptados à faixa etária e às indicações específicas, cerca de 90 % dos casos de má oclusão podem ser tratados com Orthocaps®.



### Tratamento com resultados precisos

As características únicas do Alinhador Orthocaps e um plano terapêutico minuciosamente adaptado a cada caso específico asseguram resultados com uma precisão convincente.



### Tecnologia TwinAligner®

Os nossos Alinhadores são produzidos com materiais de alta performance biocompatíveis segundo a tecnologia mais recente. Para minimizar e controlar melhor as forças exercidas, utilizamos dois Alinhadores distintos. Durante o dia, os finos DAYcaps atuam suavemente sobre os dentes, à noite é a vez dos NIGHTcaps, mais robustos, exercerem o seu efeito corretor.



DAYcaps



NIGHTcaps

### Excelente monitorização do tratamento

Após a conclusão de cada uma das fases do tratamento, é elaborado um relatório de avaliação detalhado em 3D, o que assegura, em qualquer altura, que o tratamento decorre totalmente segundo o plano.



### Qualidade «made in Germany»













Os Alinhadores Orthocaps são produzidos na nossa fábrica na Alemanha, garantindo os mais elevados padrões de qualidade, canais de distribuição curtos e uma resposta rápida.



# Visão geral do Sistema

O Sistema de tratamento certo para cada caso de má oclusão

Quer se trate de uma correção estética ou de uma má oclusão complexa – cerca de 90% dos casos de má oclusão podem ser tratados com Orthocaps®, o que é assegurado por Sistemas adaptados especificamente às diversas faixas etárias e indicações. Assim, cada Paciente pode usufruir de uma terapêutica ortodôntica tão personalizada quanto precisa.

		Criança	Adolescente	Adulto
<b>Orthocaps® PRO</b>	Sistema polivalente que permite tratar com êxito 90% dos casos de má oclusão. Permite opções de tratamento personalizadas.			
<b>Indicações:</b> overbite aumentado, mordida aberta, overbite, mau posicionamento, oclusão Classe II, apinhamento, arcada estreita				
<b>Orthocaps® KIDS</b>	Sistema especificamente desenvolvido para tratamento da dentição decídua, em que os Alinhadores só são utilizados durante a noite (12 h). Para crianças dos 9 aos 11 anos de idade.			
<b>Indicações:</b> falta de espaço, overbite aumentado, mordida aberta, overbite, mau posicionamento, oclusão Classe II, apinhamento, arcada estreita, dentição decídua.				
<b>Orthocaps® NOCTIS</b>	Em especial para quem trabalha e considera a terapia durante o dia um incômodo. Os Alinhadores só se utilizam à noite (12 h) e ao fim de semana, de preferência, também durante o dia.			
<b>Indicações:</b> mal posições estéticas dos dentes anteriores, como p. ex. dentes apinhados, tortos ou diastemas.				
<b>Orthocaps® TEN</b>	Solução de baixo custo com um conjunto de 10 Alinhadores no máximo, para tratamento de casos de má oclusão menores. Pode ser utilizado sem software (iSetup®).			
<b>Indicações:</b> Correções estéticas simples dos dentes anteriores, como por exemplo dentes apinhados, tortos ou diastemas, harmonização arcada.				

disponível  
em breve

disponível  
em breve





# Processo terapêutico

O tratamento com Orthocaps® é tão simples quanto isto

O Sistema Orthocaps TwinAligner® pode ser integrado no quotidiano do seu consultório com grande facilidade. As ações de formação abrangentes e um percurso terapêutico claramente estruturado fazem com que os nossos utilizadores não tenham, em regra, quaisquer dificuldades com Orthocaps. E se, apesar de tudo, surgirem perguntas, os nossos Especialistas estão sempre prontos a ajudá-lo.



# Componentes auxiliares


### #PASSO 1: Avaliação do caso simples e online

Envie simplesmente fotografias extra e intraorais e remeteremos uma avaliação num prazo de 48 horas, se o seu caso pode ser tratado com Orthocaps®.



### #PASSO 3: Plano de tratamento preciso em 3D

Com base nos registos, produzimos um modelo digital em 3D com o objetivo do tratamento. Este pode ser processado a qualquer altura e sempre que necessário através da sua conta Orthocaps® online.



### #PASSO 5: Fases de tratamento claramente definidas

Por cada fase de tratamento receberá 8 conjuntos de Alinhadores, que poderá entregar aos seus Pacientes para uma aplicação auto-suficiente.



### #PASSO 2: Anamnese e adjudicação

No início, necessitamos de moldes em silicone (maxilar superior e inferior), um registo de mordida, fotografias e uma ortopantomografia. O envio de moldes intraorais pode ser feito simplesmente *online*.

### #PASSO 4: Alinhadores Orthocaps® feitos sob medida

Depois de nos confirmar o objetivo do tratamento, produzimos os Alinhadores Orthocaps personalizados. Receberá o primeiro conjunto de goteiras num prazo de 2 a 3 semanas.

### #PASSO 6: Avaliação em 3D para controlo terapêutico

No final de cada uma das fases de tratamento é elaborado um relatório de avaliação detalhado em 3D para que possa reagir rapidamente a eventuais desvios.



# Componentes auxiliares

Soluções terapêuticas inovadores para perfeccionistas

Sejam métodos inovadores para uma terapêutica combinada ou o Sistema adequado para a retenção posterior ao tratamento – Orthocaps® oferece-lhe ferramentas de tratamento persuasivas para todas as necessidades, que lhe prestarão apoio numa correção ortodôntica bem sucedida e deixarão os seus Pacientes entusiasmados.

## **HAT** (Hybrid-Aligner-Therapy) - Terapia de Alinhamento Híbrida


Este Sistema inovador permite a utilização de Alinhadores e de aparelhos fixos em simultâneo.

O Sistema HAT está indicado para tratamentos que não possam ser efetuados apenas com Alinhadores.



## **BiteMaintainer**

Trata-se de um aparelho posicionador avançado, em silicone dentário, adequado a todos os Pacientes para retenção e para ajuste com vista a uma oclusão perfeita.





---

## Friction Pads

Inovação *attachments*:

Os Friction Pads são particularmente finos e praticamente invisíveis, o que aumenta o nível de aceitação dos Pacientes.



---

## Attachments pré-moldados

Os *attachments* pré-moldados melhoram a eficiência dos movimentos dentários e podem ser incorporados nos Alinhadores.

Os Alinhadores podem ser ajustados à coloração dos dentes do Paciente, pelo que são praticamente invisíveis quando utilizados.



# Software

Plano de tratamento simples com funcionalidades orientadas para a prática


*iSetup*® é uma poderosa ferramenta, que lhe permite simular com precisão e visualizar cada uma das fases do tratamento. O *software* baseado na *internet* pode ser executado com todos os Sistemas Operativos comuns e está estruturado de forma intuitiva para tornar a sua utilização no seu consultório tão agradável quanto possível.



## # Orthocaps® iSetup® 3D

Graças a uma série de funcionalidades inovadoras, o *iSetup* permite-lhe explicar aos seus Pacientes de uma forma ilustrativa o percurso e os objetivos terapêuticos, aumentando, assim, o grau de cumprimento.

- # utilização fácil da nova versão *iSetup 3D*
- # planeamento do tratamento bem estruturado e intuitivo
- # verificação progressiva dos movimentos planeados
- # ferramentas para proceder a alterações no *iSetup* de forma autónoma
- # movimente os dentes e posicione os *attachments* autonomamente



## # Avaliação do progresso do tratamento 3D

No final de cada uma das fases de tratamento é elaborado um relatório de avaliação detalhado em 3D para que possa reagir rapidamente a eventuais desvios e adaptar o plano em conformidade.

- # segurança do planeamento e controle terapêutico otimizados
- # identificação permanente de áreas problemáticas
- # modelos claros de progresso e público-alvo
- # análise da eficácia durante o tratamento
- # ajuste do plano sem complicações







Quer se trate de uma correção estética ou de uma má oclusão complexa – **cerca de 90% dos casos de má oclusão** podem ser tratados com Orthocaps®. Em qualquer faixa etária. Sistemas de tratamento especiais para crianças, adolescentes e adultos, perfeitamente adaptados às necessidades dos Pacientes, asseguram-no. Assim, Orthocaps proporciona uma correção dentária tão personalizada quanto precisa – também no seu caso! Informe-se sobre Orthocaps junto do seu Médico, que aconselhará o Sistema de tratamento mais adequado para si.

**Crianças** ✓  
**Adolescentes** ✓  
**Adultos** ✓

**#Quem** pode utilizar?

« O meu problema dentário estava a incomodar-me há muito tempo, tanto, que eu estava consciente e muito hesitante em sorrir na companhia de outras pessoas. Após o tratamento com Orthocaps®, a minha confiança voltou e finalmente estou muito orgulhoso em mostrar o meu sorriso. Efetuar este tratamento fez um grande diferença na minha autoconfiança, no trabalho e na minha vida em geral. »

Alexander S. (27)

**DIAGNÓSTICO :** Diastemas nos anteriores da arcada superior, rotações e inclinação.

**DURAÇÃO :** 11 meses.

**RESULTADO :** Um excelente sorriso e um impulso enorme na autoestima.

## #Orthocaps®

### Exatamente o meu caso

Antes :(



Depois :)



# Assistência e suporte

Aconselhamento e apoio da nossa Equipa de Especialistas

Na Orthocaps® estamos comprometidos com os nossos Clientes - Especialistas e dedicamo-nos a fornecer soluções que realmente importam - no dia-a-dia do seu Consultório e da sua Clínica. Por isso, pode contar sempre com o nosso apoio. A nossa rede de Especialistas reúne as competências de Ortodontistas, Técnicos de Medicina Dentária e Consultores, acompanhando-o durante todo o processo de *workflow*.

## # Aconselhamento telefónico

Os nossos Especialistas em Ortodontia, Técnicos de Medicina Dentária, Produção e Consultoria estão à sua disposição diariamente, das 8.00 às 17.00 horas.

## # Contacto pessoal

Também temos todo o gosto em atendê-lo pessoalmente. Basta agendar uma data e enviaremos um Especialista para o apoiar em tempo útil.

## # Suporte online

O nosso portal do utilizador permite-lhe comunicar rapidamente e sem complicações com a Orthocaps – garantimos prazos de resposta breves.





# Correção dentária com Orthocaps®?

## Uma decisão que vale a pena.

Diversifique hoje mesmo a oferta do seu consultório com um Sistema avançado de correção dentária, que pode ser aplicado em todas as faixas etárias relevantes para tratamento eficaz de quase todos os casos de má oclusão. Estabeleça novos padrões no tratamento com Alinhadores com Orthocaps®. Beneficie de resultados terapêuticos mais precisos e de um conforto que entusiasmará os seus Pacientes.

**+49 (0) 2385 92190**

**Aguardamos com expectativa o seu contacto telefónico!**

**Visite o nosso *site*:**

**[www.orthocaps.com](http://www.orthocaps.com)**

**Ortho Caps GmbH**

An der Beyer 8  
59069 Hamm  
Germany

+49 (0) 2385 92190  
+49 (0) 2385 9219080  
info@orthocaps.com  
www.orthocaps.com

**DENTINA**

**LISBOA - SEDE**

Rua General Firmino Miguel, Loja 6D  
1600-100 Lisboa  
(+351) 210 317 700  
dentina@dentina.pt

**PORTO - SUCURSAL**

Rua General Norton de Matos, Nº 356  
4050-424 Porto  
(+351) 228 303 844

[www.dentina.pt](http://www.dentina.pt)

orthocaps®