




# Protection 4U A NEW GENERATION



**Unident**  
USF Healthcare

PT



## Protection 4U – uma nova geração!

A USF Healthcare, anteriormente designada por Unident, sediada em Genebra (Suíça), é uma empresa especialista na área da higiene e desinfecção. Com quase 50 anos de experiência na área da Medicina Dentária e tendo criado uma reputação mundial pela sua excepcional fiabilidade, a USF Healthcare diversifica-se: ela aplica, a partir de agora, a sua perícia técnica à área de higiene, desinfecção e anti-sepsia em hospitais e consultórios médicos, com a estreita colaboração do fabricante italiano Farmec.

Graças às suas equipas especializadas na pesquisa e no desenvolvimento, a USF Healthcare baseia-se na sua tecnologia de ponta para propor um desempenho sem precedentes e inigualável num vasto leque de produtos de higiene, anti-sepsia e desinfecção

## O nosso compromisso com a segurança e o ambiente

Detentores das certificações ISO 14001 e OHSAS 18001 (normas de gestão da qualidade), nós reconhecemos que a nossa actividade diária tem um impacto no ambiente e nas pessoas que fabricam e utilizam os nossos produtos. Nós estamos empenhados, através de um programa de aperfeiçoamento contínuo, baseado numa iniciativa voluntária, em incorporar os 3 valores fundamentais do nosso sistema de gestão: Qualidade, Segurança e Ambiente (QSA). A carta EcoEngage exige que a USF Healthcare pondere sobre os seus processos de fabrico e a escolha de matérias-primas, privilegiando aquelas que têm um impacto reduzido no ambiente e nos utilizadores diários dos nossos produtos.

## O nosso compromisso com a qualidade

Igualmente detentores das certificações ISO 9001 e ISO 13485, nós colocamos a qualidade no centro de todas as nossas actividades e de todos os nossos produtos. Esta filosofia representa a base do nosso trabalho, do nosso serviço de apoio ao cliente, assim como da segurança dos nossos produtos para os utilizadores finais e toda a equipa USF Healthcare.

Todos os produtos USF Healthcare são submetidos a testes microbiológicos em laboratórios e institutos mundialmente reconhecidos, em matéria de controlo de infecções cruzadas. Nós garantimos o aperfeiçoamento constante dos nossos produtos para permitir uma antecipação permanente das últimas legislações e recomendações.

## Uma marca de confiança

Dedicada à área da Medicina Dentária, a Unident fornece produtos que estão acompanhados de uma ficha técnica e de um protocolo de utilização, de modo a garantir uma utilização adaptada e segura. As informações mencionadas no rótulo e na documentação dos nossos produtos estão completas e baseiam-se num pormenorizado dossier científico. Ao depositar a sua confiança nos produtos Unident, estará protegido(a), assim como os seus colaboradores, os seus pacientes e as respectivas famílias, contra os potenciais riscos infecciosos que possam surgir no seu consultório.



***USF Healthcare, criador de soluções para a desinfecção!***



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Genebra | Suíça  
Tel: +41 22 839 79 00 | Web: [www.usfhealthcare.com](http://www.usfhealthcare.com) | Email: [info@usfhc.com](mailto:info@usfhc.com)

# Micro 10<sup>®</sup>

O tratamento dos instrumentos antes e depois de cada paciente é extremamente importante. Graças a umas propriedades desinfetantes e a um poder detergente de elevado nível, os produtos da gama Micro 10<sup>®</sup> são uma garantia de segurança para o pessoal médico, tomando cuidado ao mesmo tempo dos vossos instrumentos antes da sua esterilização.



	Micro 10 <sup>®</sup> Excel		Micro 10 <sup>®</sup> +	Micro 10 <sup>®</sup> Enzyme 2	Micro 10 <sup>®</sup> Power Clean	Micro 10 <sup>®</sup> WD Detergent	Micro 10 <sup>®</sup> WD Neutraliser	Micro 10 <sup>®</sup> Lab
	Solução de nova geração sem aldeídos para a desinfecção e a limpeza de todos os instrumentos dentários e cirúrgicos.		Solução sem aldeídos para a desinfecção e a limpeza de todos os instrumentos dentários e cirúrgicos.	Poderosa solução tri-enzimática sem aldeídos para a desinfecção e a limpeza de todos os instrumentos dentários e cirúrgicos.	Solução enzimática para limpeza de todos os instrumentos dentários e cirúrgicos.	Detergente tri-enzimático para os instrumentos dentários e cirúrgicos tratados em lavadora termodesinfetadora.	Líquido de enxaguamento, neutralizante, com efeito lubrificante, para os instrumentos dentários e cirúrgicos tratados em lavadora termodesinfetadora.	Solução de limpeza concentrada baseada num ácido poderoso para remoção de resíduos, depósitos, manchas, cimentos, obstruções temporárias, tártaro de óxidos, etc.
<b>Ponto-chave</b>	Fórmula patenteada		Económico	Tri-enzimático	5 enzimas	Excelente compatibilidade de materiais	Secagem rápida sem um traço	Poder de limpeza reforçado
<b>Indicado para brocas</b>	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
<b>Utilização em ultra-sónica</b>	✓		✓	✓	✓			✓
<b>Diluição</b>	1%	2%	2%	1%	0.5%	0.1% a 0.5%	0.03% a 0.3%	5% a 10%
<b>Tempo de contacto</b>	30 min	10 min	15 min	5 min	1 min			2-10 min
<b>Perfume</b>	Menta		Não perfumado	Citrino	Não perfumado	Não perfumado	Não perfumado	Não perfumado
<b>Eficácia</b>								
<b>Bactericida</b>	✓ Incl. SARM		✓	✓				
<b>Micobactericida</b>	✓							
<b>Tuberculocida</b>	✓							✓ 30 min
<b>Mycobacterium tuberculosis</b>			✓ 5%					
<b>Candida albicans</b>	✓		✓					✓
<b>Fungicida</b>	✓							
<b>HIV-1</b>	✓		✓					✓
<b>PRV (vírus modelo HBV)</b>	✓		✓					✓
<b>BVDV (vírus modelo HCV)</b>	✓		✓					✓
<b>Herpes vírus</b>	✓		✓					✓
<b>Vaccinia vírus</b>	✓							✓
<b>Rotavírus</b>	✓							
<b>Norovírus</b>	✓							
<b>Adenovírus</b>	✓ 60 min							
<b>Embalagem</b>	1L / 2.5L		1L / 2.5L / 5L	1L / 2.5L / 5L	1L / 2.5L	5L	5L	1L



# Unisepta®

Os produtos da gama Unisepta® foram concebidos, a fim de assegurar um ambiente limpo e seguro, para uma utilização entre dois pacientes, quando o tempo é limitado. Para o tratamento de materiais frágeis ou para uma desinfecção rápida, a gama Unisepta® proporciona uma solução para cada aplicação.



## Unisepta® Foam 2

## Unisepta® Foam 2 Wipes

## Unisepta® Light 2

## Unisepta® Plus

## Unisepta® Plus Wipes

## Unisepta® All Surfaces

Spray desinfetante e detergente para superfícies de dispositivos médicos.

Toalhetas desinfetantes e detergentes para superfícies de dispositivos médicos.

Spray desinfetante para superfícies de dispositivos médicos.

Spray desinfetante para superfícies de dispositivos médicos.

Toalhetas desinfetantes para superfícies de dispositivos médicos.

Concentrado para a limpeza e desinfecção de todas as superfícies.

### Punto-chave

Formulado sem álcool

Formulado sem álcool.  
Toalhetas em viscosa biodegradável

Baixos níveis de álcool

Rápido

Rápido

Económico. Para as grandes superfícies, pisos, etc

### Características

Pronto a usar

Toalhetas

Pronto a usar

Pronto a usar

Toalhetas

Concentrado

### Diluição

1%

### Tempo de contacto

1-5 min

1-5 min

5 min

30 seg

30 seg

15 min

### Perfume

Laranja

Não perfumado

Levemente perfumado

Citrino

Citrino

Citrino

### Eficácia

#### Bactericida

✓ Incl. SARM

✓ Incl. SARM

✓ Incl. SARM

✓ Incl. SARM

✓ Incl. SARM

✓ Incl. SARM

#### Tuberculocida

✓

✓

✓ 60 min

#### Candida albicans

✓

✓

✓

✓

✓

✓

#### HIV-1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

#### PRV (vírus modelo HBV)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

#### BVDV (vírus modelo HCV)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

#### Herpes vírus

✓

✓

✓

✓

✓

✓

#### Rotavírus

✓

✓

✓

✓

#### Vaccinia vírus

✓

✓

✓

✓

✓

✓

#### Polyomavírus SV40

✓

✓

#### Influenza vírus H1N1

✓

✓

#### Adenovírus

✓

✓

#### Coronavírus (vírus modelo de SARS)

✓

✓

### Embalagem

Vaporizador 750ml / 5L

Saco de 100 toalhetas

Vaporizador 750ml / 5L

Vaporizador 750ml / 5L

150 toalhetas  
(recipiente e recarga)

2.5L

✓ O Instituto Robert Koch recomenda a utilização de desinfetantes que alegam ter uma actividade virucida limitada, a fim de interromper a cadeia de infecção. Segundo o RKI, a actividade virucida limitada (eficaz sobre os vírus encapsulados) corresponde a uma actividade sobre o vírus Vaccinia e o BVDV.

# Dermocol®

A utilização de produtos de higiene para as mãos adequados, representa uma garantia de segurança superior para o pessoal médico e o paciente. Dermocol® é uma gama completa de higiene para as mãos, que preserva o pH natural da pele.



## Dermocol® Wash

Loção sem sabão para a lavagem frequente das mãos, a utilizar antes de um desinfetante de mãos com base de álcool.

## Dermocol® New Colourless

Solução com base de etanol para a desinfecção das mãos, a utilizar com o Nebucid®. Contém agentes emolientes e hidratantes.

## Dermocol® Gel New

Gel hidroalcoólico para desinfecção higiénica e cirúrgica das mãos. Contém agentes emolientes e hidratantes.

## Dermocol® Silk

Gel hidroalcoólico com base de etanol para a desinfecção higiénica e cirúrgica das mãos. Contém agentes emolientes e hidratantes.

<b>Punto-chave</b>	pH neutro para peles sensíveis	Excelente tolerância dérmica	Excelente tolerância dérmica	Excelente tolerância dérmica
<b>Indicado para peles sensíveis</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Pronto a usar</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Tempo de contacto</b>		30 seg	30 seg	30 seg
<b>Perfume</b>	Levemente perfumado	Levemente perfumado	Levemente perfumado	Amêndoa

## Distribuidores Dermocol®

Distribuidores murais em plástico ABS para utilização com os frascos de Dermocol® 1L Airless.

- ✓ Instalação fácil
- ✓ Sistema de bloqueio - pode ser instalado em locais públicos
- ✓ Utilização simples
- ✓ Económico
- ✓ Suporte anti-gotas como opção
- ✓ C 120 x A 300 x P 110 mm



### Eficácia

<b>Bactericida</b>	✓ Incl. SARM	✓ Incl. SARM	✓ Incl. SARM	
<b>Tuberculocida</b>	✓	✓	✓	
<b>Candida albicans</b>	✓	✓	✓	
<b>HIV-1</b>	✓	✓	✓	
<b>PRV (vírus modelo HBV)</b>	✓	✓	✓	
<b>BVDV (vírus modelo HCV)</b>	✓	✓	✓	
<b>Herpes vírus</b>	✓	✓	✓	
<b>Rotavírus</b>	✓	✓	✓	
<b>Norovírus</b>	✓	✓	✓	
<b>Influenza vírus H1N1</b>	✓	✓	✓	
<b>Poliovírus</b>	✓	✓	✓	
<b>Adenovírus</b>	✓	✓	✓	
<b>Coronavírus (vírus modelo de SARS)</b>	✓	✓	✓	
<b>Embalagem</b>	500ml con bomba 1L Airless 5L	500ml 5L	500ml con bomba 1L Airless	500ml con bomba



# Vacucid® 2

A limpeza e a desinfeção dos sistemas de aspiração previnem a acumulação de biofilme e a formação de maus odores.



# Unident<sup>Impre</sup>®

Desinfeção e limpeza de materiais de moldes dentários.



## Vacucid® 2

Desinfeção, limpeza e desodorização diárias para todos os sistemas de aspiração.

<b>Punto-chave</b>	Não espumoso
<b>Características</b>	Concentrado
<b>Diluição</b>	2%
<b>Tempo de contacto</b>	15 min
<b>Eficácia</b>	
<b>Bactericida</b>	✓
<b>Tuberculocida</b>	✓ 60 min
<b>Candida albicans</b>	✓
<b>HIV-1</b>	✓
<b>Vaccinia vírus</b>	✓
<b>BVDV (vírus modelo HCV)</b>	✓
<b>Herpes vírus</b>	✓
<b>Embalagem</b>	1L / 5L



## Unident<sup>Impre</sup>®

Desinfeção e limpeza de moldes dentários em alginato, silicone, poliéter, polissulfureto e hidrocolóides.

<b>Punto-chave</b>	Seguro, fiável e sem risco de distorção da estabilidade dimensional
<b>Características</b>	Concentrado
<b>Diluição</b>	10%
<b>Tempo de contacto</b>	15 min
<b>Eficácia</b>	
<b>Bactericida</b>	✓
<b>Tuberculocida</b>	✓ 60 min
<b>Candida albicans</b>	✓
<b>Fungicida</b>	✓
<b>HIV-1</b>	✓
<b>PRV (vírus modelo HBV)</b>	✓
<b>BVDV (vírus modelo HCV)</b>	✓
<b>Herpes vírus</b>	✓
<b>Embalagem</b>	1L

✓ O Instituto Robert Koch recomenda a utilização de desinfetantes que alegam ter uma actividade virucida limitada, a fim de interromper a cadeia de infecção. Segundo o RKI, a actividade virucida limitada (eficaz sobre os vírus encapsulados) corresponde a uma actividade sobre o vírus Vaccinia e o BVDV.

## Vacucid® Systematic

Sistema doseador para utilizar com a solução Vacucid® 2, para todos os tipos de sistemas de aspiração. Duas ponteiros para uma ligação simples e rápida. Permite a mistura de 2L de solução pronta a usar.

